





Anti-CCP: principal marcador serológico en artritis reumatoide



Comparación ACPA-ELISA

Fabricante	Sensibilidad con 98,5 % de especificidad
EUROIMMUN ¹	73 %
Competidor A ¹	70 %
Competidor B ¹	74 %
Competidor C ²	62 %
Competidor D ²	44 %
Competidor E ²	67 %

¹Antígeno CCP2 original; ²Ningún antígeno CCP2 original (MCV, IgG citrulinada u.o.)
Bizzarro et al., Clin Chem 53:8, 2007



- Altamente específico (>98 %)
- Temprano diagnóstico de AR
- Pronóstico de la posterior evolución de la AR
- Resultados fiables gracias al **antígeno CCP2 original***

* patentado según W. J. v. Venrooij, v. tabla